



## Głowica do terapii ultradźwiękowej - GS-4 cm<sup>2</sup>/1 i 3,5 MHz

### Opis produktu:

Wodoszczelna głowica o powierzchni 4 cm<sup>2</sup>, współpracuje z rodzinami aparatów Sonaris, Etius i PhysioGo. Głowica jest dwuczęstotliwościowa, może pracować z częstotliwością 1 MHz oraz 3,5 MHz.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Głowica do sonoterapii GS-4 cm<sup>2</sup>/1; 3,5 MHz współpracuje ze sterownikami Sonaris, Rodziną aparatów Etius i PhysioGo - dwuczęstotliwościowa 1 i 3,5 MHz. Głowica posiada możliwość pracy w dwóch częstotliwościach, z aparatami Etius oraz Sonaris M głowica pracuje jedynie w częstotliwości 1 MHz.

### Cechy głowicy:

- Wodoszczelne głowice
- Emisja ciągła/ impulsowa

- Kontrola przylegania czoła głowicy
- Kalibracja czułości głowicy według potrzeb

## Głowica współpracuje z:

- Sonaris S
- Etius U
- Etius ULM
- PhysioGo 200A
- PhysioGo 300A
- PhysioGo 601C
- PhysioGo 701C
- PhysioGo 701I

## Dane techniczne:

Częstotliwość pracy	1 MHz i 3,5 MHz
Efektywna powierzchnia promieniowania	4 cm <sup>2</sup>
Wymiary głowicy bez kabla przyłączeniowego	5,5 x 3,7 x 18,4 cm
Masa	0,8 kg

**Informacje:**

**Model:**