



Statyw do aplikatora prysznicowego CL1800 z uchwytem zaciskowym

Opis produktu:

Statyw do aplikatora prysznicowego CL1800 z uchwytem zaciskowym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Statyw do aplikatora prysznicowego CL1800 z uchwytem zaciskowym

Statyw do aplikatora prysznicowego ułatwia prace terapeutę zapewniając stabilność aplikatora do laseroterapii. Stojak do aplikatora posiada wygodną regulację wysokości i łatwo można go dopasować do własnych potrzeb.

Informacje:

Model: