

Elektroda Bergoniego - półmaska

Opis produktu:

Elektroda Bergoniego - półmaska.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektroda Bergoniego - półmaska

- Elektroda Bergoniego to specjalna elektroda aluminiowa stosowana w zabiegach stymulacji nerwu trójdzielnego (neuralgia lub porażenie nerwu). Posiada gniazdo do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4 mm).
- Maska Bergoniego (J. A. Bergonie) - elektroda w formie litery e, służy do galwanizacji, elektroforezy leczniczej i diatermii w okolicy przedniej lub nerwu trójdzielnego.
- Do zabiegu maska Bergoniego jest umieszczana na odpowiedniej części twarzy, a obojętna elektroda na ramieniu z przeciwnej strony.

Informacje:

Przeznaczenie: elektroforeza lecznicza

Przeznaczenie: diatermia

Przeznaczenie: galwanizacja

Rodzaj elektrody: Bergoniego

Sposób podłączenia: wtyk 4 mm

Model: