

Elektrody punktowe - zestaw podstawowy



Opis produktu:

Elektrody punktowe - zestaw podstawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody punktowe - zestaw podstawowy

- Zestaw elektrod punktowych wyposażony jest w adapter (do kabla pacjenta 4 mm) elektrody punktowe o średnicy 6 mm i 15 mm oraz estetyczny i trwały kuferek transportowy.
- Elektrody punktowe są stosowane przy okazji zabiegów elektroterapii.
- Tego typu elektrody są stosowane wszędzie tam gdzie następuje konieczność ograniczenia powierzchni działania prądu.
- Oferowane przez nas elektrody punktowe są wykonane z materiałów zgodnych z dyrektywą ROHS 2011/65/UE w szczególności zgodnie z wymaganiami materiałowymi detali, które mają kontakt z ciałem pacjenta.

Informacje:

Rodzaj elektrody: punktowe

Model: