



Elektrody punktowe - zestaw rozszerzony

Opis produktu:

Elektrody punktowe - zestaw rozszerzony.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody punktowe - zestaw rozszerzony

- Zestaw elektrod punktowych wyposażony jest w adapter (do kabla pacjenta 4 mm), elektrody punktowe o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm oraz estetyczny i trwały kuferek transportowy
- Wszelkie elektrody punktowe są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest ograniczenie powierzchni działania prądu.
- Elektrody punktowe, oferowane przez nas, wykonane są z materiałów zgodnych z dyrektywą ROHS 2011/65/UE w szczególności zgodnie z wymaganiami materiałowymi detali, które mają kontakt z ciałem pacjenta.

Informacje:

Rodzaj elektrody: punktowe

Model: