

Adapter do elektrod punktowych o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm



Opis produktu:

Adapter do elektrod punktowych o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. Adapter przeznaczony do kabla pacjenta 4 mm.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Adapter do elektrod punktowych o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. Adapter przeznaczony do kabla pacjenta 4 mm.

Na zdjęciach - adapter wraz z elektrodami punktowymi (elektrody do zakupienia osobno lub w zestawie).

Informacje:

Rodzaj elektrody: punktowe

Opcje produktu: