

Kabel pacjenta do elektroterapii (Sonoter Plus)



Opis produktu:

Kabel pacjenta do elektroterapii (Sonoter Plus) - przewód łączący aparat z elektrodami zabiegowymi.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kabel pacjenta do elektroterapii (Sonoter Plus)

- Kabel pacjenta do elektroterapii - przewód łączący aparat Sonoter Plus z elektrodami zabiegowymi.
- Zakończony wtykami z oznaczeniem polaryzacji.

Informacje:

Model: