

Kabel do terapii skojarzonej

Opis produktu:

Kabel do terapii skojarzonej (Sonaris + Aries, Sonaris + Duoter Plus) - czerwony, długość 1,5 m



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kabel do terapii skojarzonej - czerwony, dł. 1,5 m

- Przewód do terapii skojarzonej łączący aparat Aries z aparatem Sonaris oraz aparat Sonaris z aparatem Duoter Plus.
- Kabel do terapii skojarzonej pozwala na połączenie zabiegów elektroterapii i sonoterapii.
- Zakończony gniazdem 4mm z jednej strony i wtykiem "mini banan" (4 mm) z drugiej strony.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model: