

## Kabel rozgałęziający do elektroterapii - czerwony



### Opis produktu:

Kabel rozgałęziający do elektroterapii (Aries/Duoter Plus/LT/Sonoter Plus/Etius/U) - czerwony ( 1 gniazdo, 2 wtyki ).

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Kabel rozgałęziający do elektroterapii - czerwony

- Kabel rozgałęziający to przewód pozwalający na rozgałęzienie jednego bieguna prądowego, wykorzystywany np. do jonoforezy krtani.
- Zakończony gniazdem 4mm z jednej strony i dwoma wtykami "banan" (4mm) z drugiej strony.
- Kabel rozgałęziający pozwala podwoić maksymalną liczbę elektrod w jednym kanale, których można użyć z urządzeniem do elektroterapii.

### Informacje:

### Model: