



Kabel rozgałęziający do elektroterapii - czarny

Opis produktu:

Kabel rozgałęziający do elektroterapii (Aries/Duoter Plus/LT/Sonoter Plus/Etius/U) - czarny (1 gniazdo, 2 wtyki).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kabel rozgałęziający do elektroterapii - czarny

- Kabel rozgałęziający do elektroterapii (Aries/Duoter Plus/LT/Sonoter Plus/Etius/U) to przewód pozwalający na rozgałęzienie jednego bieguna prądowego, wykorzystywany np. do jonoforezy krtani.
- Zakończony gniazdem 4 mm z jednej strony i dwoma wtykami "banan" (4 mm) z drugiej strony.
- Kabel rozgałęziający pozwala podwoić maksymalną liczbę elektrod w jednym kanale, których można użyć z urządzeniem do elektroterapii.

Informacje:

Model: