



## Przewód podciśnieniowy 2 m - czerwony

### Opis produktu:

Przewód podciśnieniowy 2 m - czerwony.

- Przewodem podciśnieniowy podłączamy ssawki to terapii podciśnieniowej do aparatu Avaco.
- Przewód łączy z aparatem oba rodzaje ssawek: 90 mm oraz 60 mm.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Przewód podciśnieniowy 2 m - czerwony.

- Przewodem podciśnieniowy podłączamy ssawki to terapii podciśnieniowej do aparatu Avaco.
- Przewód łączy z aparatem oba rodzaje ssawek: 90 mm oraz 60 mm.

### Informacje:

### Model: