

Gniazdo aplikatora światłowodowego o średnicy 8 mm dla sond typu V2



Opis produktu:

Gniazdo aplikatora światłowodowego o średnicy 8 mm dla sond typu V2

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Gniazdo aplikatora światłowodowego o średnicy 8 mm dla sond typu V2

- Gniazdo aplikatora światłowodowego o średnicy 8 mm dedykowanego dla sonda typu V2 - firmy Astar
- Aplikatory światłowodowe do laseroterapii zapewniają precyzję w dotarciu do miejsca schorzenia oraz zapobiegają rozproszeniu się wiązki światła, dzięki czemu trafiasz dokładnie w miejsce schorzenia.
- Gniazdo do prętów światłowodowych jest sprzedawane bez światłowodów.

Informacje:

Model: