

Okulary ochronne do laseroterapii biostymulacyjnej

Opis produktu:

Okulary ochronne do laseroterapii biostymulacyjnej.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Okulary ochronne do laseroterapii biostymulacyjnej przeznaczone dla pacjenta i terapeuty podczas laseroterapii. Okulary do lasera posiadają filtr ochronny TP2 (zakres promieniowania 600 - 820nm).

- Filtr ochronny w zakresie promieniowania: 650-845 nm
- Producent: NoiR
- Waga: 45 g
- Rozstaw zauszników: 150 mm
- Zauszniki o regulowanej długości: TAK
- Przeznaczenie: Laseroterapia biostymulacyjna

Informacje:

Kategoria: Laseroterapia

Model: