



Moduł do terapii podciśnieniowej do serii Neo - Intellect Neo Therapy

Opis produktu:

Moduł do terapii podciśnieniowej zaprojektowany specjalnie dla systemu Intellect Neo Therapy, do zintegrowania z wózkiem Intellect Neo Cart.

Z elektrodami i gąbkami 60mm

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Intellect Neo Therapy to modułowy system do terapii klinicznej, który może być montowany na opcjonalnym wózku.

Intellect Neo to właściwe rozwiązanie dla użytkowników ceniących doskonałość i wysoką funkcjonalność.

Pełna modułowość umożliwia dobór tych elementów, które najlepiej odpowiadają wymaganiom użytkownika.

Wykorzystując pięć wsuwanych modułów typu plug-and-play: kanał 1/2 elektroterapii, kanał 1/2 elektroterapii i sEMG, kanał 3/4 elektroterapii, terapia laserowa i terapia ultradźwiękowa można skomponować urządzenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami danego klienta.

Dodatkowo dostępna jest również opcja modułu do terapii podciśnieniowej, który musi być zainstalowany na opcjonalnym wózku Intellect Neo Cart (standardowo urządzenie Intellect Neo wyposażone jest w zintegrowaną podstawę do konfiguracji na stole).

Łatwość użytkowania Intellect Neo zapewnia Clinical Protocol Setup (CPS), prowadząc użytkownika przez wszystkie funkcje urządzenia i każdą z terapii.

Ponadto, Intellect Neo oferuje bibliotekę anatomiczną ilustrującą cały szereg patologii, co ułatwia terapię komunikację z pacjentami w zakresie dotyczącym ich schorzeń oraz wzbogacenie wiedzy pacjentów na temat możliwości dalszego leczenia.

MODUŁ DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

Moduł próżniowy jest instalowany w wózku Intellect Neo Cart i w pełni integruje się z zaawansowanymi funkcjami Neo, takimi jak system Clinical Protocol Setup (CPS) - system automatycznie rozpoznaje nowy moduł i dlatego też nie ma konieczności instalacji ani konfiguracji oprogramowania. Po zespoleniu się z Intellect Neo Base Unit moduł podciśnieniowy jest w pełni kontrolowany przez urządzenie.

4 kanały zabiegowe (8 połączeń elektrod)

Zbiornik z szybkozłączką umożliwiającą łatwe usuwanie płynu

Tryb pracy: ciągły lub impulsowy

Cicha i wydajna praca

Dostępne trzy rozmiary elektrod podciśnieniowych

UWAGA: Moduł do terapii podciśnieniowej Neo może być instalowany w wózku Intellect Neo Cart wyłącznie przez upoważnionych serwisantów Meden-Inmed.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podciśnienie: 0 - 600 mbar +/- 5%, regulacja w 10 krokach

Tryb pracy impulsowy: czas pulsacji fali podciśnieniowej: 0 - 20 s krok 1 s $\pm 0,5$ s

Zasilanie: 20 - 25 V prąd stały max. 4 A

Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: klasa 1, typ BF

Wymiary modułu: 26 x 14 x 28 cm

Waga samego modułu: 2,3 kg

STANDARDOWE AKCESORIA

Zestaw węży podciśnieniowych 8 szt.

Zestaw elektrod podciśnieniowych z podkładami Ø 60 mm 8 szt.

Instrukcja obsługi Intellect Neo na płycie CD

Instrukcja obsługi modułu podciśnieniowego Intellect Neo

AKCESORIA DODATKOWE

Dostępne są trzy rozmiary elektrod podciśnieniowych: Ø 30, 60 i 90 mm

Informacje:

Model: