



Taśmy do kinezytapingu medycznego (taśmy taping) Tape Classic 5 m

Opis produktu:

Plastry, taśmy do kinezytapingu (z ang. kinesiotapingu) wykonane z oddychającej bawełny, z wodoodporną warstwą klejącą.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taśmy kinesio Tape Classic 5 m

Plastry, taśmy do kinezytapingu (z ang. **kinesiotapingu**) wykonane z oddychającej bawełny, z **wodoodporną** warstwą klejącą. To klasyczne **taśmy do kinesiotapingu**, dostępne w **pięciu kolorach** podstawowych. Dzięki **falistej strukturze plastra**, „tejpy” nie zaburzają cyrkulacji powietrza, gwarantując **komfort użytkowania** bez podrażnień.

Tasma do kinezytapingu Classic K-Active jest rozciągliwa, dzięki czemu **nie ogranicza** fizjologicznych **ruchów** ciała i pozwala na wykonywanie **codziennych czynności i ćwiczeń**.

Taśmy do tapingu - jak stosować:

Plastry do tapingu przykleja się na obolałe i kontuzjowane miejsce. Pozwalają usprawnić pracę mięśni ich działanie opiera się na bodźcach mechanicznych.

Informacje:

Opcje produktu:

Rodzaj: elastyczne

Przeznaczenie: sport

Przeznaczenie: taping medyczny

Kolor: beże i brązy

Kolor: czarny

Kolor: odcienie niebieskiego

Kolor: odcienie zieleni

Kolor: pomarańcze i czerwienie

Kinesology Taping kolory: Classic niebieski,
Classic różowy, Classic beżowy, Classic czarny,
Classic zielony