

Taśmy do kineziotapingu medycznego (taśmy taping) Tape Elite 5 m



Opis produktu:

Plastry, taśmy do kineziotapingu (z ang. **kinesiotapingu**) wykonane z oddychającej bawełny, z **wodoodporną** i bardzo trwałą warstwą klejącą. Seria Elite to **taśmy do kinesiotapingu**, dostępne w **trzech wersjach kolorystycznych**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taśmy kinesio Tape Elite 5 m

Plastry, taśmy do kineziotapingu (z ang. **kinesiotapingu**) wykonane z oddychającej bawełny, z **wodoodporną** i bardzo trwałą warstwą klejącą. Seria Elite to **taśmy do kinesiotapingu**, dostępne w **trzech wersjach kolorystycznych**. Są dedykowane osobom wymagającym **większej wytrzymałości plastrów**. Dzięki **falistej strukturze plastra**, „tejpy” nie zaburzają cyrkulacji powietrza, gwarantując **komfort użytkowania** bez podrażnień.

Tasma do kineziotapingu Tape Elite K-Active nie zawiera **latexu**, jest **rozciągliwa**, dzięki czemu **nie ogranicza** fizjologicznych **ruchów** ciała i pozwala na wykonywanie **codziennych czynności i ćwiczeń**. Klej zastosowany w **taśmie** jest **mocny**, jednocześnie **delikatny dla skóry**.

Informacje:

Kategoria: Taśmy do kinesiotapingu

Opcje produktu:

Kinesiology Taping kolory: Elite pomarańczowy,

Rodzaj: elastyczne

Przeznaczenie: sport

Przeznaczenie: taping medyczny

Kolor: beże i brązy

Kolor: pomarańcze i czerwienie

Kolor: żółty

Elitte żółty, Elitte beżowy