



System dynamicznego odciążenia pacjenta Andago

Opis produktu:

Andago® to nowoczesny **robot rehabilitacyjny** przeznaczony do **funkcjonalnej terapii chodu z dynamicznym odciążeniem pacjenta**. To bezpieczne, w pełni **mobilne i wytrzymałe urządzenie** umożliwiające pacjentom **powrót do zdrowia** i zwiększenie poziomu samodzielności.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

System Andago® jest pomostem pomiędzy **treningiem wolnym**, a **treningiem na bieżni**. Oferując bezpieczne i funkcjonalne środowisko treningu, **system Andago®** wspiera model continuum **terapii chodu**.

Dynamiczny system odciążenia pacjenta umożliwia zachowanie **fizjonomicznej, wyprostowanej postawy** podczas **rehabilitacji**. Pacjent podczas **ćwiczeń** ma wolne ręce, dzięki czemu może skoncentrować się na **procesie chodzenia**, podczas gdy **Andago®** podąża za **pacjentem** w intuicyjny sposób.

System Andago® **zabezpiecza** pacjenta **przed upadkiem**, dzięki czemu zarówno **terapeuta**

jak i **osoba ćwicząca** mogą się skupić na przebiegu **rehabilitacji**. **Terapeuta** może dostosować **intensywność wysiłku** do potrzeb pacjenta przez wybór odpowiedniego **programu terapeutycznego**.

System Andago® to przede wszystkim:

- dynamiczne odciążenie pacjenta,
- kompaktowe wymiary: 100 x 85 x 195 cm,
- system uprząży zapobiegający upadkowi pacjenta,
- automatyczny system śledzenia ruchu pacjenta,
- brak konieczności instalowania systemu w budynku (prosta integracja),
- możliwość eksportu danych z treningu,
- waga urządzenia 185 kg,
- maksymalna waga pacjenta 135 kg,
- wzrost pacjenta od 135 do 200 cm.

Kompaktowe wymiary Andago® pozwalają na przeprowadzenie **skutecznego treningu wspierającego chód** pacjenta i jego **mobilność**. **Pacjent** może przemieszczać się bez pomocy terapeuty, co przygotowuje go do powrotu do samodzielności.

Informacje:

Model: