



Urologiczne druty prowadzące Zebra

Opis produktu:

Druty nitinolowe z prążkowaną osłonką przeznaczone do przekazywania świetnej jakości informacji wizualnej oraz manewrowania.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urologiczne druty prowadzące Zebra™

Druty nitinolowe z prążkowaną osłonką stworzone z myślą poprawy widoczności drutu podczas zabiegu. Idealne jako druty utrzymujące dostęp do nerki tzw. druty zabezpieczające.

- wysoka odporność na zaginanie, dzięki **nitinolowemu rdzeniowi**
- lepsze manewrowanie drutem, dzięki osłonce **PTFE**
- **biało-niebieskie prążki** dla lepszej widoczności drutu w obrazie endoskopowym
- lepsza widoczność w promieniach RTG dzięki **platynowej końcówce**
- zredukowane tarcie powierzchniowe, dzięki **warstwie substancji Uro-Glide™**

Numer katalogowy	Średnica (mm)	Długość (cm)	Budowa końcówki	
			Kształt	Rodzaj
M0066701081	0,64	150	Prosty	Elastyczna 3cm
M0066701091	0,64	150	Zakrzywiony	Elastyczna 3cm
M0066701101	0,81	150	Prosty	Elastyczna 3cm

M0066701121	0,89	150	Prosty	Elastyczna 3cm
M0066701131	0,89	150	Zakrzywiony	Elastyczna 3cm
M0066701141	0,97	150	Prosty	Elastyczna 3cm
M0066701151	0,97	150	Zakrzywiony	Elastyczna 3cm

Druty wyposażone są w Torque VisePakowane po 5 szt.

Informacje:

Model:

Kształt końcówki: prosty, zakrzywiony
Średnica: 0,64 mm, 0,81 mm, 0,89 mm, 0,97 mm