


Koszyk nitinolowy Dormia Zero Tip

Opis produktu:

Uniwersalny, 4-drutowy, nitinolowy kosz jest niezawodny, trwały i zbudowany, aby zachować swój kształt w najtrudniejszej anatomii, nawet po kilkukrotnym wyciąganiu złożeń.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Koszyk nitinolowy Dormia Zero Tip

Uniwersalny, 4-drutowy, nitinolowy kosz jest niezawodny, trwały i zbudowany, aby zachować swój kształt w najtrudniejszej anatomii, nawet po kilkukrotnym wyciąganiu złożeń.

- bliższe podejście do kamienia i atraumatyczna manipulacja koszem, dzięki bezkońcówkowej budowie
- wiązana końcówka kosza zapobiega przemieszczaniu się drutu w celu niezawodnego wychwytywania kamieni
- wyjątkowa wytrzymałość, przy zachowaniu elastyczności, dzięki wielowarstwowemu płaszczeni zewnętrznemu
- ułatwione przejście przez kanał roboczy endoskopu, dzięki osłonie o niskim współczynniku tarcia
- 41% większy przepływ irygacyjny przy płaszczeni 1,9F
- duży wybór rozmiarów płaszczeni zewnętrznych 1,9F, 2,4F oraz 3F – dla większych kamieni
- dwa rozmiary kosza 12mm i 16mm

Numer katalogowy	Opis	Zewnętrzna średnica płaszcza	Długość robocza	Średnica kosza	Materiał płaszcza
------------------	------	------------------------------	-----------------	----------------	-------------------

		(Fr)	(mm)	(cm)	(mm)		
M0063901040	Nitinolowe kosze Dormia Zero Tip cztero przewodowe	1,9	0,63	90	12	Poliamid	
M0063901050	Nitinolowe kosze Dormia Zero Tip cztero przewodowe	1,9	0,63	120	12	Poliamid	
M0063901000	Nitinolowe kosze Dormia Zero Tip cztero przewodowe	2,4	0,8	90	12	Poliamid	
M0063901010	Nitinolowe kosze Dormia Zero Tip cztero przewodowe	2,4	0,8	120	12	Poliamid	
M0063901020	Nitinolowe kosze Dormia Zero Tip cztero przewodowe	3,0	1,0	90	16	Poliamid	
M0063901030	Nitinolowe kosze Dormia Zero Tip cztero przewodowe	3,0	1,0	120	16	Poliamid	

Informacje:

Model:

Długość robocza: 90 cm, 120 cm
Zewnętrzna średnica płaszczka: 1,9 Fr/0,63 mm,
2,4 Fr/0,8 mm, 3,0 Fr/1,0 mm