



Koszyk nitinolowy OptiFlex

Opis produktu:

Koszyk nitinolowy do wydobywania złogów, o rozmiarze 1,3 F (0,43 mm).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Koszyk nitinolowy OptiFlex

Uniwersalny, 4-drurowy, nitinolowy kosz zaprojektowany z myślą o jak najlepszym przepływie płynu irygacyjnego raz zachowaniu pełnego odchylenia ureterorenoskopu, dzięki zaledwie 1,3F płaszczeni zewnętrznemu.

- lepszy przepływ irygacyjny oraz zachowanie pełnego zakresu odchylenia dzięki 1.3F płaszczeni zewnętrznemu
- zmniejszone tarcie powierzchniowe, dzięki specjalnemu materiałowi zewnętrznego płaszcza
- lepsze przechodzenie przez endoskopy z małymi kanałami roboczymi
- stabilność kosza podczas przesuwania kamienia
- możliwość rozszerzania kosza z 6mm do 11mm
- precyzyjniejsze manewrowanie koszem i dostosowanie jego rozmiaru, dzięki unikalnej ręczce
- możliwość obracania koszem o 360°, dzięki sterującej nakładce na końcu ręczki

Numer katalogowy	Opis	Zewnętrzna średnica płaszcza		Długość robocza	Średnica kosza	Ilość
		(Fr)	(mm)	(cm)	(mm)	

M0063903000	Nitinolowe kosze Dormia OptiFlex	1,3	0,43	90	11	1 szt
M0063903010	Nitinolowe kosze Dormia OptiFlex	1,3	0,43	120	11	1 szt

Zobacz prezentację produktu:

Informacje:

Model:

Długość robocza: 90 cm, 120 cm