





Koszyk nitinolowy Dormia Escape

Opis produktu:

Koszyk do wydobywania złogów w układzie moczowym. Składa się z trzonu o rozmiarze 1,9 F i 4-drutowej, bezkońcówkowej klatki, zwężającej się do 2 drutów, aby zaoferować lekarzowi większą kontrolę i niezależną manipulację zarówno koszykiem, jak i włóknem lasera.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Koszyk nitinolowy Dormia Escape

Unikatowy, 4-drutowy, nitinolowy kosz, zwężający się do 2 drutów, przeznaczony do użycia z włóknem lasera holmowego 200 μ m, zaprojektowany, aby zaoferować lekarzowi większą kontrolę i niezależną manipulację zarówno koszykiem, jak i włóknem lasera. **Produkt jednorazowego użytku.**

- bliższe podejście do kamienia i atraumatyczna manipulacja koszem, dzięki bezkońcówkowej budowie
- dwuetapowe otwarcie kosza - standardowa 4-drutowa klatka 11 mm, po dalszym otwarciu

rozciąga 2 długie odnogi, aby przekształcić się w konfigurację klatki 15 mm

- ułatwione kruszenie kamieni, dzięki budowie kosza pozwalającej na przeprowadzenie włókna laserowego przez środek zaciśniętego na kamieniu kosza

Numer katalogowy	Opis	Zewnętrzna średnica płaszcza		Długość robocza	Średnica kosza	Ilość
		(Fr)	(mm)	(cm)	(mm)	
M0063902000	Koszyk Nitinolowy Escape™ do Wydobywania Złogów	1,9	0,63	90	11-15	1 szt
M0063902010	Koszyk Nitinolowy Escape™ do Wydobywania Złogów	1,9	0,63	120	11-15	1 szt

Informacje:

Model:

Długość robocza: 90 cm, 120 cm