


Stenty moczowodowe Polaris Loop

Opis produktu:

Stent moczowodowy zaprojektowany, dla wyjątkowo wrażliwych pacjentów, aby jeszcze bardziej wspomóc rekonwalescencję po zabiegu, dzięki niezwykle miękkim pęcherzowym pętłom, o zmniejszonej ilości materiału. Stent dostępny w zestawie, który zawiera: stent moczowodowy, pozycjoner stentu, drut prowadzący.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stenty moczowodowe Polaris™ Loop (materiał o podwójnej twardości Percuflex™ z osłoną HydroPlus™)

Stent moczowodowy zaprojektowany, dla wyjątkowo wrażliwych pacjentów, aby jeszcze bardziej wspomóc rekonwalescencję po zabiegu, dzięki niezwykle miękkim pęcherzowym pętłom, o zmniejszonej ilości materiału. Stent dostępny w zestawie, który zawiera: stent moczowodowy, pozycjoner stentu, drut prowadzący.

- materiał termoczuły, zmniejsza swoją twardość pod wpływem ciepłoty ciała pacjenta
- osłona HydroPlus zmniejsza współczynnik tarcia
- wysoka biokompatybilność
- materiał zapobiegający inkrustracji
- doskonała widoczność w promieniowaniu RTG
- lepszy drenaż dzięki projektowi o cienkich ściankach i większej średnicy wewnętrznej stentu oraz wielu otworom drenującym

Zestaw zawiera:

- Stent moczowodowy Polaris™ Loop (materiał o podwójnej twardości Percuflex™ z osłoną HydroPlus™).
- Pozycjoner stentu.
- Cewnik Axxcess™ 6Fr/2,0mm.
- Drut prowadzący.

Do każdego stentu dołączany jest pozycjoner.

Nr katalogowy	Rozmiar balonika
M0061552110	5 Fr x 10 cm
M0061552120	5 Fr x 12 cm
M0061552130	5 Fr x 14 cm
M0061552140	5 Fr x 16 cm
M0061552150	5 Fr x 18 cm
M0061552200	5 Fr x 20 cm
M0061552210	5 Fr x 22 cm
M0061552220	5 Fr x 24 cm
M0061552230	5 Fr x 26 cm
M0061552240	5 Fr x 28 cm
M0061552250	5 Fr x 30 cm
M0061552300	6 Fr x 20 cm
M0061552310	6 Fr x 22 cm
M0061552320	6 Fr x 24 cm
M0061552330	6 Fr x 26 cm
M0061552340	6 Fr x 28 cm
M0061552350	6 Fr x 30 cm
M0061552400	7 Fr x 20 cm
M0061552410	7 Fr x 22 cm
M0061552420	7 Fr x 24 cm
M0061552430	7 Fr x 26 cm
M0061552440	7 Fr x 28 cm
M0061552450	7 Fr x 30 cm
M0061552500	8 Fr x 20 cm

M0061552510	8 Fr x 22 cm
M0061552520	8 Fr x 24 cm
M0061552530	8 Fr x 26 cm
M0061552540	8 Fr x 28 cm
M0061552550	8 Fr x 30 cm

Informacje:**Model:**

Polaris Ultra - Balonik: 5 Fr x 10 cm, 5 Fr x 12 cm, 5 Fr x 14 cm, 5 Fr x 16 cm, 5 Fr x 18 cm, 5 Fr x 20 cm, 5 Fr x 22 cm, 5 Fr x 24 cm, 5 Fr x 26 cm, 5 Fr x 28 cm, 5 Fr x 30 cm, 6 Fr x 20 cm, 6 Fr x 22 cm, 6 Fr x 24 cm, 6 Fr x 26 cm, 6 Fr x 28 cm, 6 Fr x 30 cm, 7 Fr x 20 cm, 7 Fr x 22 cm, 7 Fr x 24 cm, 7 Fr x 26 cm, 7 Fr x 28 cm, 7 Fr x 30 cm, 8 Fr x 20 cm, 8 Fr x 22 cm, 8 Fr x 24 cm, 8 Fr x 26 cm, 8 Fr x 28 cm, 8 Fr x 30 cm