




Cewniki Passport z balonikiem

Opis produktu:

Cewniki z pompowanym balonikiem osadzonym na drucie prowadzącym. Stworzone do rozszerzania przewodu moczowego, posiadają cechy cewnika niskoprofilowego (3F) służącego do umieszczania w moczowodzie. Dostępne pojedynczo lub w zestawie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cewniki Passport™ z balonikiem

Cewniki z pompowanym balonikiem osadzonym na drucie prowadzącym. Stworzone do rozszerzania przewodu moczowego, posiadają cechy cewnika niskoprofilowego (3F) służącego do umieszczania w moczowodzie.

- stworzony przy użyciu specjalnie ukształtowanych polimerów sprawiających, iż jest on bardzo trwały i bez trudu utrzymuje zewnętrzną średnicę w czasie napompowywania
- kontrolowane ciśnienie aż do 8.5ATM pozwala na łatwe rozszerzanie rozmaitych zwężeń moczowodów
- pokryta warstwą HydroPlus™ powierzchnia balonika znacznie redukuje tarcie towarzyszące jego wprowadzaniu do układu moczowego oraz jego usuwaniu
- budowa Cewnika 3F umożliwia płynne wprowadzanie go do układu moczowego przez URS, aby maksymalnie zredukować czas zabiegu oraz zakres dodatkowych zmian (minimalny kanał roboczy 3.4F)
- jego niezwykle wytrzymały trzon oraz stożkowaty dystalny koniec ułatwiają manewrowanie w ciasnych, krętych moczowodach
- widoczny na zdjęciach RTG znacznik poprawia widoczność położenia balonika
- dostępny jako zestaw lub jako pojedynczy cewnik, w skład zestawu wchodzi cewnik

- dylatacyjny Passport™ oraz urządzenie pompujące Encore™ 26 z miernikiem ciśnienia
- zawiera lateks

Cewniki Passport™ z balonikiem

Numer katalogowy	Średnica balonu		Długość balonu	Długość końcówki	Średnica		Długość robocza		
	(Fr)	(mm)			(mm)	(Fr)	(mm)		
M0062181000	12	4,0	2	2	3		1,0		
M0062181010	12	4,0	2	4	3		1,0		
M0062181100	12	4,0	4	2	3		1,0		
M0062181110	12	4,0	4	4	3		1,0		

Cewniki Passport™ z balonikiem (zestawy)

Numer katalogowy	Średnica balonu		Długość balonu	Długość końcówki	Średnica		Długość robocza		
	(Fr)	(mm)			(mm)	(Fr)	(mm)		
M0062181200	12	4,0	2	2	3		1,0		
M0062181210	12	4,0	2	4	3		1,0		
M0062181300	12	4,0	4	2	3		1,0		
M0062181310	12	4,0	4	4	3		1,0		

Informacje:

Model: