



Stent moczowodowy Contour VL z osłoną HydroPlus



Opis produktu:

Stent zaprojektowany dla wrażliwych pacjentów, zmniejsza ryzyko traumatyzacji tkanek, dzięki zastosowaniu miękkiego materiału Soft Percuflex™. Stent dostępny w zestawie, który zawiera: stent moczowodowy, pozycjoner stentu, drut prowadzący.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stent moczowodowy Contour VL™ - materiał Percuflex™ z osłoną HydroPlus™

Stent zaprojektowany dla wrażliwych pacjentów, zmniejsza ryzyko traumatyzacji tkanek, dzięki zastosowaniu miękkiego materiału Soft Percuflex™. Stent dostępny w zestawie, który zawiera: stent moczowodowy, pozycjoner stentu, drut prowadzący.

- materiał termoczuły, zmniejsza swoją twardość pod wpływem ciepłoty ciała pacjenta
- osłona HydroPlus zmniejsza współczynnik tarcia
- wysoka biokompatybilność
- materiał zapobiegający inkrustracji
- doskonała widoczność w promieniowaniu RTG
- lepszy drenaż dzięki projektowi o cienkich ściankach i większej średnicy wewnętrznej stentu oraz wielu otworom drenującym
- pętle o zmiennej długości na obu końcach pozwalają na dopasowanie jednego stentu do różnych długości moczowodów

Zestaw zawiera:

- Stent moczowodowy Contour Variable Length™ z osłoną HydroPlus™.
- Pozycjoner stentu.
- Cewnik Axxcess™ 6Fr/2,0mm.
- Drut prowadzący.

*Stenty 4,8 są dostępne tylko z drutem 0,89mm.

Odległość między końcówkami Pigtail			Bez drutu prowadzącego	Drut 0,97 mm, sztywny PTFE, prosty, elastyczna końcówka 3cm	Drut ZIPwire™ 0,97 mm, prosty, elastyczna końcówka 3cm	Drut ZIPwire™ 0,89 mm, sztywny, prosty, elastyczna końcówka 3cm
(Fr/mm)	(cm)					
4,8/1,6	22-30	M0061801550	M006180155010	M006180155170	M006180155180	
			*	*		
6,0/2,0	22-30	M0061801560	M006180156010	M006180156170	M006180156180	
7,0/2,3	22-30	M0061801570	M006180157010	M006180157170	M006180157180	

Informacje:

Model:

Stenty - Drut: brak, 0,97 mm, ZIPwire™ 0,97 mm, ZIPwire™ 0,89 mm
 Stenty - Odległość między końcówkami: 4,8 Fr/1,6 mm (22-30 cm), 6,0 Fr/2,0 mm (22-30 cm), 7,0 Fr/2,3 mm (22-30 cm)