



## Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń stawu kolanowego FRT

### Opis produktu:

Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń stawu kolanowego FRT to sprzęt do rehabilitacji stawu kolanowego, który posiada doskonałe funkcje wspomagające leczenie wrodzonych urazów oraz nabytych kontuzji. Wyposażony w 3 pasy stabilizacyjne oraz pokrętła z przodu fotela umożliwiające regulację długości.

Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń stawu kolanowego FRT posiada również regulację kąta oparcia od 0 do nawet 85 stopni, która wykonywana jest przy pomocy sprężyny gazowej. fotel FRT wyposażony jest także w dwie główce, których wysokość może być regulowana z przodu fotela.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń stawu kolanowego FRT

**FRT** to fotel przeznaczony do ćwiczeń wspomaganych biernych, czynnych wolnych oraz z oporem stawów kolanowych i barkowych. Wyposażony w dwie główce do ćwiczeń oporowych i pasy do

stabilizacji ud, miednicy i klatki piersiowej.

### Dane techniczne:

<b>Szerokość [cm]:</b>	168
<b>Wysokość [cm]:</b>	155
<b>Ciężarki:</b>	1 kg x 8 szt.
<b>Maksymalne obciążenie [kg]</b>	200
<b>Waga [kg]:</b>	48

### Informacje:

Kategoria: Fotel do ćwiczeń

### Model:

Techmed kolor : 20 - beż, 1 - biel, 21 - piasek, 53 - cytryna, 31 - pomarańcz, 60 - kawa z mlekiem, 57 - mleczna czekolada, 58 - espresso, 30 - czerwień, 25 - bordo, 56 - róż, 55 - fiolet, 21 - pistacja, 8 - zieleń medyczna, 17 - zieleń trawiasta, 27 - turkus, 16 - błękit, 23 - niebieski, 12 - granat, 29 - szarość, 59 - antracyt, 15 - czerń