



Cewniki Imager II

Opis produktu:

Cewnik z miękką końcówką, o szerokim wyborze długości i rodzaju końcówek, zaprojektowany, aby mógł spełniać wszystkie indywidualne potrzeby kliniczne.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cewniki Imager™ II

- doskonała widoczność w promieniowaniu RTG, dzięki warstwie wolframu pokrywającej dystalną końcówkę cewnika
- znacznie zmniejszone ryzyko powstawania obrażeń podczas wstrzykiwania kontrastu, dzięki miękkiemu tworzywu, z którego wykonana jest końcówka
- zaawansowana konstrukcja końcówki zapewnia połączenie elastyczności i trwałości kształtu koniecznej do wprowadzenia cewnika oraz odpowiedniego działania urządzenia
- polerowana stożkowa końcówka zapewnia gładkie przejście, co znacznie ułatwia wprowadzanie i przesuwanie urządzenia
- ułatwione manewrowanie cewnikiem dzięki stabilnej proksymalnej części, co umożliwia odpowiednie umiejscowienie cewnika
- rozmaity wachlarz kształtów zapewnia wszechstronność konieczną do wykonania zabiegu zgodnie z indywidualnymi potrzebami klinicznymi każdego pacjenta
- unikalna osłona Medi-Glide™ znacznie zwiększa właściwości lubrykacyjne i sprawia, iż cewnik może być wprowadzany bez dodatkowej powłoki ochronnej

Numer	Opis	Zewnętrzna średnica	
-------	------	---------------------	--

katalogowy					Długość robocza
		(Fr)	(mm)	(cm)	
M0064003001	C1	5	1,7	65	
M0064003011	C2	5	1,7	65	
M0064003021	Prosty (ST)	5	1,7	65	
M0064003031	Bern	5	1,7	65	
M0064003041	JB1	5	1,7	65	
M0064004021	Prosty (ST)	5	1,7	100	
M0064004031	Bern	5	1,7	100	
M0064004041	JB1	5	1,7	100	
M0064005031	Bern	5	1,7	40	

Informacje:

Opcje produktu: