





Cewniki Flexima

Opis produktu:

Cewnik z pojedynczym kanałem roboczym, stworzony do iniekcji i drenażu, o dużym zróżnicowaniu końcówek i średnic dla sprostania indywidualnych potrzeb klinicznych

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cewnik Flexima

- doskonała widoczność w promieniowaniu RTG
- długość robocza 70 cm
- szeroki wybór końcówek
- zróżnicowane średnice od 4F do 8F

Cewnik Flexima

Numer katalogowy	Rodzaj końcówki	Zewnętrzna średnica cewnika			Długość robocza
		(Fr)	(mm)	(cm)	
M00640020 01	Open (otwarta)	4	1,3	70	
M00640020	Open	5	1,7	70	

11	(otwarta)			
M00640020	Open	6	2,0	70
21	(otwarta)			
M00640020	Open	7	2,3	70
31	(otwarta)			
M00640020	Open	8	2,7	70
41	(otwarta)			
M00640021	Cone	5	1,7	70
11				
M00640021	Cone	6	2,0	70
21				
M00640021	Cone	7	2,3	70
31				
M00640021	Cone	8	2,7	70
41				
M00640022	Whistle	4	1,3	70
01				
M00640022	Whistle	5	1,7	70
11				
M00640022	Whistle	6	2,0	70
21				
M00640023	Olive	4	1,3	70
01				
M00640023	Olive	5	1,7	70
11				
M00640023	Spiral	5	1,7	70
61				
M00640023	Spiral	6	2,0	70
71				
M00640024	Wedge	5	1,7	70
11				

Każdy cewnik dostarczany jest z Hub'em iniekcyjnym. Pakowane po 20 szt.

Cewnik Flexima™ (zestawy z drutem prowadzącym 0,89 mm z osłoną PTFE i końcówką Bentson)

Numer katalogowy	Rodzaj końcówki	Zewnętrzna średnica cewnika			Długość robocza
		(Fr)	(mm)	(cm)	
M00640025 10	Zakrzywiona kończówka	5	1,3	70	
M00640025 20	Zakrzywiona kończówka	6	1,7	70	

Zestaw zawiera:

- Cewnik z zakrzywioną końcówką
- Drut prowadzący 0,89mm z osłoną PTFE i końcówką Bentson
- Hub iniekcyjny

Informacje:

Opcje produktu: