



Cewnik Axxcess 6Fr

Opis produktu:

Cewnik moczowodowy z pojedynczym kanałem posiada stożkową końcówkę, stworzony dla ułatwionego, bez urazowego wstrzykiwania kontrastu, wprowadzania drutu prowadzącego oraz umiejscawiania stentu drenażowego po zabiegu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cewnik Axxcess

Cewnik moczowodowy z pojedynczym kanałem posiada stożkową końcówkę, stworzony dla ułatwionego, bez urazowego wstrzykiwania kontrastu, wprowadzania drutu prowadzącego oraz umiejscawiania stentu drenażowego po zabiegu.

- doskonała biokompatybilność dzięki specjalnemu materiałowi Percuflex™
- atraumatyczne przejście, dzięki stożkowej końcówce
- doskonała widoczność dzięki nieprzepuszczalnym dla promieni RTG znacznikom
- podziałka umożliwiająca sprawdzenie prawidłowego umiejscowienia cewnika

Cewnik Flexima

Numer katalogowy	Zewnętrzna średnica cewnika			Długość robocza

	(Fr/mm)	(mm)	(cm)
M00640011 61	6	2,0	70

Pakowane po 10 szt.

Informacje:

Model: