





Capio SLIM - precyzyjne urządzenie do chwytania szwów w rekonstrukcji dna miednicy

Opis produktu:

Capio™ SLIM to zaawansowane urządzenie do chwytania szwów, będące ewolucją oryginalnego systemu Capio, który zrewolucjonizował dziedzinę uroginekologii od **1995 roku**. Zaprojektowane z myślą o **precyzyjnym umieszczaniu szwów** w trudno dostępnych miejscach dna miednicy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Capio SLIM - precyzyjne urządzenie do chwytania szwów w rekonstrukcji dna miednicy

Capio™ SLIM to najnowsza ewolucja w rodzinie urządzeń Capio, która od 1995 roku wyznacza standardy w dziedzinie uroginekologii. Zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających procedurach **rekonstrukcji dna miednicy**, urządzenie łączy w sobie innowacyjne rozwiązania techniczne z niezrównaną precyzją.

Capio SLIM - kluczowe cechy i zalety urządzenia

Zminimalizowany profil operacyjny:

- Redukcja szerokości głowicy o 36% w porównaniu z poprzednim modelem,
- Imponująca 70% redukcja średnicy trzonu,
- Średnica trzonu zaledwie 3.0 mm - najmniejsza w swojej klasie,
- Szerokość głowicy tylko 6.3 mm, co znacząco poprawia widoczność w polu operacyjnym.

Zaawansowana konstrukcja dla optymalnej ergonomii:

- Innowacyjny lejkowaty kształt chwytaka igły z nicią,
- System łatwego ładowania nici, redukujący czas przygotowania,
- Ergonomiczny uchwyt umożliwiający pewny chwyt trzema palcami, zwiększający kontrolę podczas zabiegu.

Najlżejsze w swojej klasie:

- Waga urządzenia to zaledwie **38.2 g**, co minimalizuje zmęczenie chirurga podczas długich procedur.

Capio SLIM - cechuje się precyzją i wszechstronnością

- Średnica nośnika igły 1.2 mm - do 45% mniejsza niż u konkurencyjnych produktów,
- Zachowanie tej samej głębokości wszycia co w modelu **Capio Open Access**,
- Możliwość zastosowania w szerokim spektrum procedur, od łączenia tkanek własnych po przeszczepy biologiczne.

Kompatybilność z różnorodnymi szwami

Dostępność szerokiej gamy dedykowanych szwów Capio, w tym

- Niewchłaniałne, plecione z powlekanego poliestru,
- Niewchłaniałne, monofilamentowe polipropylenowe,
- Wchłaniałne, plecione PGA z powłoką,
- Wchłaniałne, monofilamentowe PDO (Monodek™).

Potwierdzona skuteczność

- Bazuje na sprawdzonej technologii Capio, stosowanej z powodzeniem od ponad 25 lat
- Zapewnia gęste umieszczanie szwów w trudno dostępnych lokalizacjach **dna miednicy**

Capio SLIM - cechuje się precyzją i wszechstronnością

Capio™ SLIM to narzędzie nowej generacji, które odpowiada na najbardziej wymagające wyzwania współczesnej uroginekologii. Dzięki swojej precyzji, ergonomii i wszechstronności, umożliwia chirurgom przeprowadzanie złożonych procedur rekonstrukcyjnych z niespotykaną dotąd łatwością i dokładnością. Niezależnie od tego, czy wykonujesz naprawy tkanek własnych, czy zaawansowane rekonstrukcje z użyciem przeszczepów biologicznych, Capio™ SLIM jest niezastąpionym wsparciem w dążeniu do optymalnych rezultatów dla pacjentów.

