



## Fotel FRT-B do ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego

### Opis produktu:

Fotel rehabilitacyjny FRT-B do ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego wyposażony jest w dwie głowice oraz pasy do stabilizacji. Regulacja długości siedziska odbywa się za pomocą pokręteł po obu stronach fotela, natomiast regulacja kąta oparcia (0 do 85 stopni) za pomocą sprężyny gazowej.

Fotel FRT-B do ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego posiada ustawienie wysokości osi obrotu głowic za pomocą pokręteł z przodu fotela, natomiast ustawienie kąta pomiędzy ramionami głowicy za pomocą sprzęgła zębatego blokowanego przy pomocy pokrętła.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Fotel FRT-B do ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego

**FRT-B** to fotel przeznaczony do ćwiczeń wspomaganych biernych, czynnych wolnych oraz z oporem

stawów kolanowych i barkowych. Wyposażony w dwie główce do ćwiczeń oporowych i pasy do stabilizacji ud, miednicy i klatki piersiowej.

**Fotel rehabilitacyjny FRT-B** posiada 8 ciężarków o wadze 1 kg każdy. Fotel ma zamontowane w ramie po obu stronach oparcia specjalne uchwyty do usadowienia główce do ćwiczeń kończyn górnych i barku w pozycji leżącej. Uchwyty ramienia główce są regulowane do długości ramienia pacjenta.

#### Dane techniczne:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Szerokość [cm]:</b>            | 168           |
| <b>Wysokość [cm]:</b>             | 155           |
| <b>Ciężarki [kg]:</b>             | 1 kg x 8 szt. |
| <b>Maksymalne obciążenie [kg]</b> | 160           |
| <b>Waga [kg]:</b>                 | 50 kg         |

#### Informacje:

#### Model:

Techmed kolor : 20 - beż, 1 - biel, 21 - piasek, 53 - cytryna, 31 - pomarańcz, 60 - kawa z mlekiem, 57 - mleczna czekolada, 58 - espresso, 30 - czerwień, 25 - bordo, 56 - róż, 15 - czerń, 59 - antracyt, 29 - szarość, 12 - granat, 23 - niebieski, 16 - błękit, 27 - turkus, 17 - zieleń trawiasta, 8 - zieleń medyczna, 21 - pistacja, 55 - fiolet