



Zestaw PCNL Introducer

Opis produktu:

Zestaw składający się z igły oraz osłony, zaprojektowany, aby umożliwić łatwy i bezpieczny dostęp do układu kielichowo-miedniczkowego nerki podczas procedur PCNL.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw PCNL Introducer

Zestaw składający się z igły oraz osłony, zaprojektowany, aby umożliwić łatwy i bezpieczny dostęp do układu kielichowo-miedniczkowego nerki podczas procedur PCNL.

- dostępny zestaw z igłą 19G lub 18G
- możliwość wprowadzenia drutu prowadzącego do 0,038"
- lepsze nawigowanie igłą, dzięki echogenicznej końcówce widocznej w USG

Specyfikacja

Numer katalogowy	Opis	Rozmiar		Zewnętrzna średnica
		(G)		(mm)
M0067001200	Zestaw Introducer TLA: igła 19G i osłona 20 cm	19	1,067	0,686

M0067001210	Zestaw Introducer: igła 18G i osłona 12,5 cm	18	1,270	0,838
M0067001220	Zestaw Introducer: igła 18G i osłona 20 cm	18	1,270	0,838
M0067001230	Igła dostępu przezskórnego 18G z echogeniczną końcówką	18	1,270	0,838

Informacje:**Model:**