



Cewnik C-Flex Malecot do nefrostomii

Opis produktu:

Cewnik Malecot ze skrzydełkami na dystalnym końcu cewnika, został zaprojektowany dla zapewnienia bezpiecznego umieszczenia w celu doskonałego drenażu nefrostomii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cewnik Malecot

Cewnik Malecot ze skrzydełkami na dystalnym końcu cewnika, został zaprojektowany dla zapewnienia bezpiecznego umieszczenia w celu doskonałego drenażu nefrostomii.

- zapewnia doskonały drenaż nefrostomii
- biokompatybilny
- zawiera dwa mandryny - jeden do umieszczenia, a drugi do usunięcia po zabiegu
- zawiera rurkę łączącą worek drenażowy
- dostępne rozmiary 20F i 24F
- dostępny w wersji Re-Entry o przedłużonej końcówce, która pozwala na umieszczenie drutu prowadzącego w dół moczowodu

Cewnik C-Flex™ Malecot do nefrostomii

Numer katalogowy	Zewnętrzna średnica cewnika		Długość robocza	Zewnętrzna średnica końcówki Re-Entry	
	(Fr)	(mm)		(Fr)	(cm)
M0064101020	20	6,7	35		-
M0064101030	24	8,0	35		

M0064101060	20	6,7	35	8	18
M0064101070	24	8,0	35	8	18

Informacje:**Model:**