


Zestawy do przezskórnej nefrostomii z cewnikiem Pigtail

Opis produktu:

Z poszerzaczami **6Fr/2,0mm**, **8Fr/2,7mm**, **10Fr/3,3mm** a nawet **12Fr/4,0mm**.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestawy do przezskórnej nefrostomii z cewnikiem Pigtail

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica			Długość całkowita (cm)
	(Fr)	(mm)	(mm)	
M0064201110	8	2,7	30	
M0064201120*	10	3,3	30	

Zestaw zawiera:

- Cewnik C-Flex™ **Pigtail**
- Trokar/igłę 21G
- Trokar/igłę 19G zew. śred. 3,404mm, wew. śred. 2,692mm
- Płaszcz PTFE 5Fr/1,7mm
- **Poszerzacze 6Fr/2,0mm, 8Fr/2,7mm oraz 10Fr/3,3mm**
- Rękaw cewnika Percufix™
- Drut prowadzący PTFE 0,97mm 150cm
- Dren łączeniowy z odpinanym zaworem
- Skalpel #11

*Uwzględnia również **poszerzacz 12Fr/4,0mm**

Informacje:

Model: