

Wiertarski napęd (akumulatorowy) – BSPMAX II (PM-X08-700)

Opis produktu:

Firma BUSA® Medical powstała w 1976 roku w USA w stanie Kalifornia. Jest jedną z najstarszych i najprężniej rozwijających się firm w USA i na świecie.

Firma BUSA® oferuje wysokiej jakości akumulatorowe, pneumatyczne napędy ortopedyczne takie jak: wiertarki, piły czy wysokoobrotowe napędy do chirurgii ręki, neurochirurgii i laryngologii.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wiertarski napęd (akumulatorowy) – BSPMAX II (PM-X08-700)

Wszystkie oferowane produkty firmy BUSA® produkowane są w USA z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

Opis szczegółowy:

- Zakres prędkości wiercenia: 0 – 1200 obr./min
- Wysoki moment obrotowy wiercenia: 4.5 Nm
- Zakres prędkości rozwiercania: 0 – 390 obr./min
- Wysoki moment obrotowy rozwiercania: 11.3 Nm
- Bardzo niska waga rękojeści wynosząca zaledwie: 900 g
- Jeden z niewielu napędów na rynku oferujący możliwość sterylizacji akumulatorów.
- Napęd dedykowany zarówno do bardzo wymagających dużych zabiegów ortopedycznych jak i zabiegów o mniejszej intensywności.
- Pełny zakres konfiguracji nasadek wiertarskich i rozwiertaków dla różnych systemów ortopedycznych (Jacobs®, Hudson®, Trinkle/AO®, Zimmer®, Stryker®, ZHS)

Informacje:

Opcje produktu: