



Piła sagitalna akumulatorowa - BSPMAX II - PM-X12-700

Opis produktu:

Firma BUSA® Medical powstała w 1976 roku w USA w stanie Kalifornia. Jest jedną z najstarszych i najprężniej rozwijających się firm w USA i na świecie.

Firma BUSA® oferuje wysokiej jakości akumulatorowe, pneumatyczne napędy ortopedyczne takie jak: wiertarki, piły czy wysokoobrotowe napędy do chirurgii ręki, neurochirurgii i laryngologii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Piła sagitalna akumulatorowa - BSPMAX II - PM-X12-700

Wszystkie oferowane produkty **firmy BUSA®** produkowane są w USA z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

- Zakres prędkości oscylacji ostrza: 0 – 17 000 osc./min
- Zakres kątowy ostrza: 50
- Bardzo niska waga rękojeści wynosząca zaledwie: 1.1 kg
- Jeden z niewielu napędów na rynku oferujący możliwość sterylizacji akumulatorów
- Napęd dedykowany zarówno do bardzo wymagających dużych zabiegów ortopedycznych jak i zabiegów o mniejszej intensywności
- Szeroki wybór rozmiarów i rodzajów ostrzy do napędu

Informacje:

Opcje produktu: