

Średnio - obrotowy napęd ortopedyczny - BSPMICRO - PM-M10-200



Opis produktu:

Firma BUSA® Medical powstała w 1976 roku w USA w stanie Kalifornia. Jest jedną z najstarszych i najprężniej rozwijających się firm w USA i na świecie.

Firma BUSA® oferuje wysokiej jakości akumulatorowe, pneumatyczne napędy ortopedyczne takie jak: wiertarki, piły czy wysokoobrotowe napędy do chirurgii ręki, neurochirurgii i laryngologii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Średnio-obrotowy napęd ortopedyczny - BSPMICRO™ (PM-M10-200)

Wszystkie oferowane produkty firmy BUSA® produkowane są w USA z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

- Zakres prędkości: 0 - 25 000 obr./min
- Bardzo wysoki moment obrotowy: 4.24 Ncm
- Bardzo niska waga rękojeści wynosząca zaledwie: 200 g
- Napęd zasilany sprężonym powietrzem
- Dedykowany do precyzyjnych zabiegów ortopedycznych w których wymagana jest duża siła pracy.

Informacje:

Opcje produktu: