



Piła oscylacyjna zasilana sprężonym powietrzem - BSPMICRO - PM-M13-200

Opis produktu:

Firma BUSA® Medical powstała w 1976 roku w USA w stanie Kalifornia. Jest jedną z najstarszych i najprężniej rozwijających się firm w USA i na świecie.

Firma BUSA® oferuje wysokiej jakości akumulatorowe, pneumatyczne napędy ortopedyczne takie jak: wiertarki, piły czy wysokoobrotowe napędy do chirurgii ręki, neurochirurgii i laryngologii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Piła oscylacyjna (zasilana sprężonym powietrzem) - BSPMICRO™ (PM-M13-200)

Wszystkie oferowane produkty firmy BUSA® produkowane są w USA z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

- Zakres prędkości: 0 – 22 000 osc./min
- Zakres kątowy ostrza: 70
- Bardzo niska waga rękojeści wynosząca zaledwie: 220 g
- Napęd zasilany sprężonym powietrzem
- Dedykowany do precyzyjnych zabiegów małej ortopedii (osteotomie, chirurgia ręki i stopu).

Informacje:

Opcje produktu: