



**Piła recykwalna posuwisto-zwrotna,
zasilana sprężonym powietrzem -
BSPMICRO - PM-M14-200**

Opis produktu:

Firma BUSA® Medical powstała w 1976 roku w USA w stanie Kalifornia. Jest jedną z najstarszych i najprężniej rozwijających się firm w USA i na świecie.

Firma BUSA® oferuje wysokiej jakości akumulatorowe, pneumatyczne napędy ortopedyczne takie jak: wiertarki, piły czy wysokoobrotowe napędy do chirurgii ręki, neurochirurgii i laryngologii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Piła recykwalna (posuwisto-zwrotna, zasilana sprężonym powietrzem) - BSPMICRO™ (PM-M14-200)

Wszystkie oferowane produkty firmy BUSA® produkowane są w USA z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

- Zakres prędkości: 0 – 18 000 osc./min
- Zakres pracy ostrza: 2.54 mm
- Bardzo niska waga rękojeści wynosząca zaledwie: 200 g
- Napęd zasilany sprężonym powietrzem
- Dedykowany do precyzyjnych zabiegów małej ortopedii (osteotomie, chirurgia ręki i stopu)

Informacje:

Opcje produktu: