


Druty Kirschnera

Opis produktu:

Druty wykonane z wysokogatunkowej stali medycznej 316L przeznaczonej do bezpiecznej implantacji.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Druty Kirschnera

Drut Kirschnera stosuje się w zabiegach **ortopedycznych** do stabilizacji **odłamów kostnych** przy złamaniach. **Druty Kirschnera** cechują się wysoką wytrzymałością, wykonane są z wysokogatunkowej stali medycznej 316L.

W ofercie Meden-Inmed znajduje się szeroki wybór rozmiarów i końcówek pinów.

Możliwość wyboru drutów pakowanych sterylnie jak i drutów pakowanych zbiorczo przeznaczonych do sterylizacji przed zabiegiem.

Informacje:

Opcje produktu: