


Piny Steinmana

Opis produktu:

Piny wykonane z wysokogatunkowej stali medycznej 316L przeznaczonej do bezpiecznej implantacji.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Piny Steinmana

Szeroki wybór rozmiarów i końcówek pinów.

Możliwość wyboru pinów pakowanych sterylnie jak i pinów pakowanych zbiorczo przeznaczonych do sterylizacji przed zabiegiem.

Informacje:

Opcje produktu: