

Dwukanałowy ureterorenoskop giętki - COBRA VISION EF

Opis produktu:

Dwukanałowy ureterorenoskop giętki COBRA VISION EF dla ENDOCAM Flex HD umożliwia równoczesne używanie koszyka do kamieni i włókna laserowego. Dodatkowo ureterorenoskop giętki COBRA VISION EF posiada duży kanał roboczy i irygacyjny o średnicy 3,6 Fr.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dwukanałowy ureterorenoskop giętki - COBRA VISION EF

cechy charakterystyczne:

- Dwa kanały umożliwiają równoczesne używanie narzędzia (np. koszyka do kamieni) i włókna laserowego
- Duży kanał roboczy i irygacyjny o średnicy 3,6 Charr
- Kanał laserowy dla włókien do 365 µm o średnicy 2,4 Charr,
- Specjalnie zaprojektowany adapter trzymający włókno światłowodowe, dający możliwość kontroli wysunięcia włókna bez konieczności ponownego jego fiksowania.
- Kąt zagięcia góra/dół do 270°
- Średnica URSa 5,2/9,9 charr
- Wbudowane ledowe źródło światła i dystalny sensor obrazowania

Dostępne są dwa unikalne endoskopy giętkie do stosowania z ENDOCAM Flex HD w obrębie górnych dróg moczowych

Dane techniczne:

Ilość kanałów roboczych	2
Płaszcz	9,9 Fr
Koniec dystalny	ø 5,2 Fr atraumatyczna końcówka ze stali nierdzewnej
Kanał roboczy / irygacyjny ø	3,6 Fr
Kanał laserowy ø	2,4 Fr
Kąt zagięcia	270° do góry, 270° na dół
Długość robocza	680 mm
Rączka	Ergonomicznie wyprofilowana rączka z hamulcem do blokowania końcówki instrumentu i osiowo umieszczonym kablem kamery
Ustawienie kanału roboczego i irygacyjnego w stosunku do obrazu	godzina 6.00
Ustawienie kanału roboczego i irygacyjnego w stosunku do obrazu	godzina 6.00
Obraz	prostokątny, powiększenie 1,5, uwydatnienie szczegółów, automatyczny balans bieli i kontrola oświetlenia, ostrość automatyczna
Długość kabla	2,5 m
Kompatybilna kamera	ENDOCAM Flex HD
Akcesoria w zestawie	Tester szczelności (163.903), zawór wyrównujący ciśnienie (163:904), szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanału roboczego (10 szt.) (7990001), szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanału lasera (10 szt.) (7990003), element do zaciskania (20 szt.), pomarańczowy (15394144), adapter (163914), zestaw V do irygacji (163910)
Endoskop: dźwignia kontroli zagięcia dystalnego	góra - 735610761 (zawiera Endoskop 73561076) dół - 735610711 (zawiera Endoskop 73561071)

Informacje:
Model: