

## Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn dolnych RD-1

### Opis produktu:

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn dolnych posiada konstrukcję, pozwalającą na mocowanie do elementów pionowych lub poziomych, poprawiając tym stabilność urządzenia i umożliwiając intensywniejsze ćwiczenia.

Do płynnej regulacji oporu służy pokrętło umieszczone poziomo na wysokości osi obrotu korby.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn dolnych RD-1

Rotor RD-1 to rotor przeznaczony do rehabilitacji kończyn dolnych. Rotor rehabilitacyjny jest wyposażony w wysuwany dyszel z chwytakiem stabilizującym. Opór urządzenia jest regulowany pokrętłem.

### Dane techniczne:

<b>Długość [cm]:</b>	83-100
<b>Wysokość [cm]:</b>	40
<b>Szerokość [cm]:</b>	28
<b>Waga</b>	8 kg

**Informacje:**

**Model:**