



Kinetic System - stacja podstawowa - Atlas rehabilitacyjno-siłowy Kettler

Opis produktu:

Stacja podstawowa umożliwia różne formy treningu jak: wyciąg z wieżą latissimus, wyciskanie na ławce, wiosłowanie, Butterfly i adapter do Sling Trainer. Obciążenie 100 kg można regulować w jednostkach 20 x 5 kg, a do każdego stopnia intensywności jest odpowiednie ustawienie. Stację podstawową można powiększyć o różne opcjonalne moduły.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kinetic System - stacja podstawowa - Atlas rehabilitacyjno-siłowy Kettler

Dane techniczne Systemu Kinetic

Wypozażenie	
Bloki ciężarków	5 - 100 kg (20 x 5 kg)
Kolor	Czarny
Maksymalna masa ciała	150 kg
Regulowany pałak do ćwiczeń Butterfly	tak
Tapicerowane siedzisko z regulacją wysokości	tak
Trenażer do ćwiczeń wyprostu nóg z mechanizmem mimośrodowym	tak
Trenażer do ćwiczeń wyprostu nóg z regulacją	tak
Łożyskowane kółka do wyciągów linowych	tak
Stanowisko treningowe	
Brzuszki w pozycji siedzącej	tak

Butterfly do przodu	tak
Regulowany pałąk do wyciskania	tak
SYSTEM 3D FLEXMOTION	tak
Wieżyczka Latissimus	tak
Wiosła	tak
Wyciskanie na ławce w pozycji siedzącej	tak
Dane techniczne	
Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego / system wyciągowy z linami poliestrowymi	tak / tak
Maks. obciążenie wagowe	100 kg; 3D-Flexmotion: 2 x 50 kg
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm)	166 / 170 / 215

Moduły, które można dokupić do systemu Kinect

Moduł 1 [img-9642-left-home_default]	Moduł 2 [img-9644-left-home_default]	Moduł 3 [img-9646-left-home_default]	Moduł 4 [img-9648-left-home_default]
---	---	---	---

Dostępne jest również dodatkowe obciążenie do systemu Kinetic o wartości 20kg

Informacje:

Opcje produktu: