



Kinetic System - Moduł 1 - Podwójny wyciąg linowy Kettler

Opis produktu:

Optymalne możliwości urozmaiconego treningu w domu: przywodzenie i odwodzenie nóg, ćwiczenia na biceps lub triceps. Solidne liny poliestrowe zapewniają spokojną pracę urządzenia i niewielkie zużycie – również podczas bardzo intensywnych treningów.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kinetic System - Moduł 1 - Podwójny wyciąg linowy Kettler

Moduł 1 - Podwójny wyciąg linowy firmy Kettler do Systemu Kinetic.

Moduł 1 jest rozszerzeniem do Systemu Kinetic

Dane techniczne Modułu 1

Wyposażenie	
Kolor	czarny
Łożyskowane kółka do wyciągów linowych	tak
Stanowisko treningowe	
Stacja z podwójnym wyciągiem linowym	tak
Wieżyczka Latissimus	tak

Wiosła	tak
Wyciąg linowy do różnorodnych ćwiczeń ramion i nóg	tak
Dane techniczne	
Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego / system wyciągowy z linami poliestrowymi	nie / tak
Maks. obciążenie wagowe	2 x 50 kg
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm)	166 / 194 / 215 (stacja podstawowa w zestawie)

System Kinetic oraz pozostałe moduły, które można dokupić

System Kinetic [img-9641-left-home_default]	Moduł 2 [img-9644-left-home_default]	Moduł 3 [img-9646-left-home_default]	Moduł 4 [img-9648-left-home_default]
--	---	---	---

Informacje:

Opcje produktu: