



Kinetic System - Moduł 2 - do ćwiczeń mm czworogłowego i dwugłowego uda

Opis produktu:

Naprzemienny trening wieloelementowy na różnych urządzeniach dla wzmocnienia mięśni nóg i zwiększenia wydolności siłowej! Siedziska można indywidualnie regulować, co pozwala na poprawne wykonywanie ćwiczeń.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kinetic System firmy Kettler - Moduł 2 - Napinacze nóg / zginacze nóg

Dane techniczne Modułu 2

Wypożyczenie	
Kolor	czarny
Maksymalna masa ciała	150 kg
Tapicerowane siedzisko z regulacją wysokości	tak
Trenażer do ćwiczeń wyprostowania nóg z mechanizmem mimośrodowym	tak
Trenażer do ćwiczeń wyprostowania nóg z regulacją	tak
Łożyszkowane kółka do wyciągów linowych	tak
Stanowisko treningowe	

Prostowanie nóg	tak
Zginanie nóg	tak
Dane techniczne	
Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego / system wyciągowy z linami poliestrowymi	tak / nie
Maks. obciążenie wagowe	100 kg
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm)	187 / 262 / 215 (stacja podstawowa w zestawie)

System Kinetic oraz pozostałe moduły, które można dokupić

System Kinetic [img-9641-left-home_default]	Moduł 1 [img-9642-left-home_default]	Moduł 3 [img-9646-left-home_default]	Moduł 4 [img-9648-left-home_default]
--	---	---	---

Informacje:

Opcje produktu: