



Kinetic System - Moduł 3 - prasa

Opis produktu:

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia efektywny trening mięśni pośladków i nóg. Specjalnie przełożenie pozwala na trening z ciężarem do 160 kg.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KINETIC SYSTEM - MODUŁ 3 - PRASA DO NÓG

Dane techniczne Modułu 3

Wyposażenie	
Kolor	czarny
Maksymalna masa ciała	150 kg
Tapicerowane siedzisko z regulacją wysokości	tak
Łożyskowane kółka do wyciągów linowych	tak
Stanowisko treningowe	
Wyciskanie nogami	tak
Dane techniczne	

Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego / system wyciągowy z linami poliestrowymi	tak / nie
Maks. obciążenie wagowe	160 kg
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm)	176 / 246 / 215 (stacja podstawowa w zestawie)

System Kinetic oraz pozostałe moduły, które można dokupić

System Kinetic [img-9641-left-home_default]	Moduł 1 [img-9642-left-home_default]	Moduł 2 [img-9644-left-home_default]	Moduł 4 [img-9648-left-home_default]
--	---	---	---

Informacje:

Opcje produktu: