



Kinetic System - Moduł 4 - dip

Opis produktu:

Moduł ten jest bardzo uniwersalny, umożliwia efektywny trening tricepsów, bicepsów oraz mięśni pleców i brzucha.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kinetic system - Moduł 4 - pompki na poręczach / podciąganie na drążku / podnoszenie

Dane techniczne Modułu 4

Wypozażenie	
Kolor	czarny
Maksymalna masa ciała	130 kg
Stanowisko treningowe	
Podciąganie na drążku (różne uchwyty)	tak
Pompki	tak
Pompki na poręczach	tak
Stacja do ćwiczeń mięśni nóg	tak

Dane techniczne	
Maks. obciążenie wagowe	
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm)	250 / 170 / 215 (stacja podstawowa w zestawie)

System Kinetic oraz pozostałe moduły, które można dokupić

System Kinetic [img-9641-left-home_default]	Moduł 1 [img-9642-left-home_default]	Moduł 2 [img-9644-left-home_default]	Moduł 3 [img-9646-left-home_default]
--	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Informacje:

Opcje produktu: