



Aim-Fix® PLATE - Implant typu „endobutton” do rekonstrukcji ACL ze stałą pętlą

Opis produktu:

Główne cechy produktu

- bardzo wysoka biokompatybilność (stop tytanu TA6V ELI),
- wysoka wytrzymałość na zerwanie,
- pętla wykonana z (PET) Poli-tereftalanoetylenu,
- poliestrowe nici do trakcji implantu i kotwiczenia implantu na kości korowej,
- implanty do rekonstrukcji ACL kotwiczone na kości korowej.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Aim-Fix® PLATE - Implant typu „endobutton” do rekonstrukcji ACL ze stałą pętlą

Właściwości

- długość pętli ze skokiem co 5 mm,
- implant dostępny w 5 rozmiarach (15 - 35 mm),
- bardzo wysoka biokompatybilność (stop tytanu TA6V ELI),
- tytanowa płytko wyposażona w dwie nici do przeciągania i kotwiczenia implantu,
- wysoka wytrzymałość na zerwanie,

| | Nr katalogowy | Rozmiar |
|--|---------------|---------|
| | AFIX 150 TI | 15 mm |
| | AFIX 200 TI | 20 mm |
| | AFIX 250 TI | 25 mm |
| | AFIX 300 TI | 30 mm |
| | AFIX 350 TI | 35 mm |

Informacje:

Model: