



Aim-Fix® LOCK - Implant typu „endobutton” z regulowaną i samozaciskową pętlą

Opis produktu:

Główne cechy produktu:

- bardzo wysoka biokompatybilność (stop tytanu TA6V ELI),
- wysoka wytrzymałość na zerwanie,
- pętla wykonana z (PET) Poli-tereftalanoetylenu,
- poliestrowe nici do trakcji implantu i kotwiczenia implantu na kości korowej,
- implanty do rekonstrukcji ACL kotwiczone na kości korowej.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Aim-Fix® LOCK - Implant typu „endobutton” z regulowaną i samozaciskową pętlą

Cechy charakterystyczne:

- max. długość pętli 40 mm,
- bardzo wysoka biokompatybilność (stop tytanu TA6V ELI),
- tytanowa płytko wyposażona w dwie nici do przeciągania i kotwiczenia implantu,
- wysoka wytrzymałość na zerwanie.

Aim-Fix® LOCK

	Nazwa / Rozmiar	Numer katalogowy
	Regulowany - 40 mm max.	AFIX 400 AB
	Obcinak do taśm / nici poliestrowych	AFPCT01

Informacje:

Model:

