

## Super-Fibre® LIG - Nici służące do mocowania więzadeł i ścięgien



### Opis produktu:

**Nici służące do mocowania więzadeł i ścięgien.**

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Super-Fibre® LIG - Nici służące do mocowania więzadeł i ścięgien

### Cechy charakterystyczne:

- ponowne mocowanie więzadeł i ścięgien
- dedykowana do zabiegów operacyjnych barku i kolana
- nić wraz z igłami wykonana ze wzmocnionego polietylenu Super-Fibre®
- bardzo wysoka wytrzymałość na rozerwanie
- dostępne 2 rozmiary nici
- nić wyposażona w trójkątną i okrągłą igłę

### Nici Super-Fibre®:

|  | Rozmiar nici                               | Igły   | Nr katalogowy |
|--|--|--|---------------|
|  | Niebieska Ø 0,6 x 900 mm Super-Fiber® #2   | 1 trójkątna 4/8 zakrzywiona - dł. 35 mm, 1 okrągła 4/8 zakrzywiona - dł. 25 mm | SFIB 06901 PE |
|  | Niebieska Ø 0,7 x 900 mm Super-Fiber® #3/4 | 1 trójkątna 4/8 zakrzywiona - dł. 35 mm, 1 okrągła 4/8 zakrzywiona - dł. 25 mm | SFIB 07901 PE |

**Informacje:**

**Model:**